

Какво е MiYO®?

Течната керамика MiYO® предлага напълно нов подход към естетиката. Патентованата течна керамична система MiYO® предоставя на зъботениците възможността лесно да създават естетични възстановявания, които съперничат на естествените зъби в един ултра тънък слой. В момента MiYO работи с всички прес кремички, циркониеви и литиево дисиликатни материали и е лесно да се интегрира във всеки лабораторен работен процес като:

- **Подмяна на съществуващия процес на оцветяване и глазиране:** прост и лесен начин за съчетаване на нюанси и постигане на необходимата дълбочина и транслуцентност както при послойно нанасяните корони - всичко това само с едно изпичане
- **Корекционен материал:** бърз и лесен начин за промяна на цвят, повишаване или намаляване на яркостта на зъбите (като същевременно добавяте транслуцентност) или добавяне на контактни точки - всичко това само с едно изпичане
- **Алтернатива на скъпата ръчно нанесена послойна керамика:** ефикасен начин за създаване на силно характеризирани възстановявания, които съперничат с естетиката на послойното нанасяне на керамика, **с безпрецедентни дебелини от 0,1 мм до 0,2 мм**

Понастоящем Jensen Dental предлага два вида течни керамични комплекта MiYO®:

течна керамика MiYO® за зъби и MiYO® Течна керамика за гингива.

И двете системи се състоят от:

MiYO® Liquid Ceramic Color - Различни видове самоглазиращи се цветове с различни нива на транслуцентност, всеки от които създаден уникално да наподобява тънкостите на природата, като инцизална транслуцентност, мамелони, пукнатини, ореоли и кръвоносно съдове на венците и т.н.

MiYO® Liquid Ceramic Structure - **MiYO® течна керамична структура** - Създава дълбочина, жизненост и текстура, които се наблюдават в естествения емайл и текстура, **в безпрецедентни дебелини от 0,1 мм до 0,2 мм**, които не изискват никакво допълнително рязане, обработка с пилители или модификация на CAD дизайните, което ги прави идеални за full contour възстановяванията.

MiYO® Pink Gingival Systems - **MiYO® Розова естетика за гингива** - Розовата естетика за гингива **MiYO® Pink** предоставя на зъботехниците уникалната способност да създават дълбочина, жизненост и текстура, наподобяващи естествената тъкан на гингивата, в безпрецедентни дебелини от 0,1 мм до 0,2 мм. Системата се състои от 12 самоглазиращи се цвята (6 опакерни и 3 силно транслуцентни) и 3 материала за изработване на структура.

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА

• Всеки детайл е възпроизведен точно




Регулиране и контролиране на стойността

Нанасяне цвят върху цвят

Създаване на цвят и структура в един изключително тънък слой от 0,1 мм до 0,2 мм

Контрол на стойностите, отенъка и цвета. Лесно постигане на желанния нюанс.





Постигане на цветовете бързо и лесно в едно печене

Създаване на натурално изглеждащи зъби с цвят и структура


Каквото се вижда в момента на нанасяне – това се получава след изпичане



Динамичен 3D ефект без намаляване на монолитността на короните

Създаване и запазване на текстурата с MiYO Structure *

Уникални вискозитетни пастообразни структури; за промяна/добавяне на, текстура на повърхността *



Виждате цвета, формата и финни нюанси преди изпичане
Без изненади след изпичане

Възможност за добавяне на опакерност, флуоресцентност, транслучентност, транспарентност; **придава дълбочина и контраст** *

Бърз процес на нанасяне – **по-голяма производителност**



Минимално свиване и увеличена стабилност на цвета; **изграждане и запазване на текстурата на повърхността**

Изпичането е на температурата за глазиране; **спестява време и пари с намаленото време за работа**



24 бурканчета и 1 течност, всички красиви и натурални естетични монолитни реставрации върху

уникално проектирани да създават ефекти от висок клас за вашите цирконий и литиев дисиликат

- Силно опакерни самоглазиращи се цветове, използвани за възпроизвеждане на мамелони
- Самоглазиращи се цветове със средна опакерност, използвани за създаване на "Halo" ефект (ефекта на ореола) върху инцизалните ръбове
- Транслучентни самоглазиращи се цветове, използвани да имитират инцизална и цервикална транслучентност
- Транслучентни самоглазиращи се цветове, базирани на гамата A, B, C, D, на цветовете на Vita®
- Уникални вискозитетни пасты за изграждане на структура и текстура на повърхността. Пастообразният материал за на структури се самоглазира след изпичане, но запазва финните детайли на повърхността. Структурните маси проявяват ефект на разсейване на светлината, подобен на послойното нанасяне, но с дебелини по-малки от 0,1 мм, което ги прави идеални за монолитни реставрации

Производител:

JENSEN DENTAL Ltd
<https://jensendental.de>

Официален представител за България:

ЕНКИ ДЕНТАЛ ООД – 0878 810 817
<https://enkidental.com/>